

MASCHERINA CHIRURGICA

ISTRUZIONI D'USO

PULISCI LE MANI

PRIMA DI TOCCARE LA MASCHERINA



- > LAVA CON CURA LE MANI CON ACQUA E SAPONE
- > O USA UN GEL A BASE ALCOLICA

1

PRENDI LA MASCHERINA

ORIENTALA CORRETTAMENTE



- > LA PARTE SUPERIORE E' QUELLA CON IL LATO FLESSIBILE
- > LA PARTA COLORATA VA ALL'ESTERNO

2

METTI LA MASCHERINA

METTI GLI ELASTICI DIETRO LE ORECCHIE



- > SISTEMA LA PARTE FLESSIBILE IN MODO CHE ADERISCA AL NASO
- > SISTEMALA SUL VISO E SOTTO IL MENTO

3

TOGLI LA MASCHERINA

DOPO L'USO



- > RIMUOVI GLI ELASTICI DELLA MASCHERINA
- > LA MASCHERINA E' UN RIFIUTO INDIFFERENZIATO

4

LAVA LE MANI

PULISCI LE MANI



- > LAVATI NUOVAMENTE LE MANI

5

RICORDA

LA BARBA RIDUCE L'EFFICACIA DELLA MASCHERINA, IN QUANTO NON CONSENTE DI OTTENERE UNA PERFETTA ADERENZA DELLA STESSA AI CONTORNI DEL VISO